

PROTECTIONS INCONTINENCE ID SLIP MAXI LARGE



Marque :ONTEX ID

Référence :5630380151

Prix :18.10 €

Descriptif :

Tour de taille de 115 à 155cm.

Sachet de 15 protections.

Taille: Large.

Capacité d'absorption: 4500ml.

Les changes complets ID SLIP apportent une solution efficace aux cas d'incontinence modérée à sévère. Grâce à un haut niveau d'absorption, ils apportent aux utilisateurs une sécurité anti-fuites et un confort optimal. Ils sont particulièrement recommandés pour les personnes à mobilité réduite et alitées.



Odour Control

Système d'odour control présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation d'ammoniaque et donc, d'odeurs embarrassantes.



Fast Absorption

Le voile d'acquisition permet l'absorption rapide de l'urine vers un tampon multi-couches contenant du SAP (Super Absorbant).

Le SAP est conçu pour absorber et retenir l'urine à l'intérieur du tampon, garantissant l'effet "garde au sec"



Perfect Fit

La forme du produit, combinée aux élastiques, assure une adaptation anatomique pour un confort et une discrétion optimales.



Cotton Feel

Un voile externe doux "toucher coton" assure un confort et une discrétion optimales



Anti Leakage Protection

Barrières anti-fuites intégrées constituées de matière hydrophobe qui aide à empêcher les fuites sur le côté, assurant ainsi sécurité et discrétion



Dermatologically tested

Tous les produits ID sont testés sous contrôle dermatologique, afin de limiter les risques d'irritation cutanée



No latex

Tous nos produits sont sans latex

Commencer par plier le change ID Slip en deux dans le sens de la longueur pour former une

"gouttière". Ceci activera les barrières anti-fuites



Faire glisser le change ID Slip entre les jambes de l'avant vers l'arrière et déplier les extrémités, en vous assurant que la partie arrière supérieure se situe au niveau du coccyx. Vérifiez que les attaches sont bien positionnées à l'arrière



Commencer par fixer les attaches inférieures dans une position droite, en vous assurant du bon positionnement du produit à l'entrejambe. Fixer ensuite les attaches supérieures de manière à

garantir un maintien adapté au niveau de la taille.



Vérifier que le produit est confortablement posé et sécurisé. Les attaches inférieures et supérieures peuvent être fixées soit dans une position droite, ou en angle, en fonction de la morphologie de l'utilisateur. Elles peuvent aussi être repositionnées ou réajustées si nécessaire

[Lien vers la fiche du produit](#)